

## pLV-TNFRSF1A-Hygro Cat. No.:VL4103A

慢病毒表达载体

表达基因：人 TNFRSF1A CDS (NM\_001065.3)

克隆位点：XhoI BamHI

真核抗性：Hygromycin

该载体为慢病毒载体。可实现在细胞中稳定表达 TNFRSF1A 基因 (TNFAR, TNF-R)。配合 NFKappaB 信号通路活性检测载体可以检测 TNF 受体激活作用。

配套信号通路载体：

VL4103	pLV-NFKB-RE-Luci
VL4106	pLV-NFKB-RE-EGFP

采用该载体构建的细胞株产品：

CS005	NFKB-RE-Luci 细胞株
CS006	NFKB-RE-EGFP 细胞株

