


pUCE-

V1405

质粒 -20℃保存
菌株 4℃保存

pUCE-载体是由 pUC57 载体改造而来的克隆载体。去除了 pUC57 多克隆位点中的大部分酶切位点,保留了 SmaI 和 EcoRV 以便插入外源基因片段。

载体: pUCE-
菌株: DH5 α
抗性: Amp



M13Fprimer →	<i>SmaI</i>	<i>EcoRV</i>
CGGCCAGTGAATTGTCTTGAGAGCAGTCCCGGGTGATATCTGAGCTTCTGGACGAGCTTGCGTAA		
TCAT		
← M13Rprimer		